

Gel-Pac®



Specification Sheet

**ESTABILIZADOR DE NUEVA GENERACIÓN PARA ASPERSIÓN EN
FORMA DE GEL SÓLO PARA USO EN ANIMALES**

www.asp-inc.com

INDICACIONES

El estabilizador Gel-Pac® de nueva generación ayuda en la administración de vacunas y probióticos suministrados en forma de gel para aves de corral. Está diseñado especialmente para prolongar la viabilidad y mejorar la eficacia de vacunas, probióticos e ingredientes nutricionales reconstituidos y diluidos, en un gel cuya preparación es conveniente y de fácil consumo por parte de las aves de corral en el día de su nacimiento.

VENTAJAS

- El gel estable asegura una suspensión uniforme
- Ideal para ingredientes insolubles
- Las gotas individuales de gel son fáciles de consumir
- No empapará las plumas
- Muy visible para las aves de corral
- Ideal para uso en sistemas de suministro de gel

INGREDIENTES

Maltodextrinas, extracto de hemicelulosa, dextranos, compuestos de estabilización del agua y colorante artificial.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. No apto para consumo humano.

ENVASE

75 paquetes de 100g (7.5 Kg)

INSTRUCCIONES DE USO

Prepare la aspersión en forma de gel disolviendo 1 paquete (100 gramos) en 4 litros de agua.

La distribución uniforme del tinte verde en la solución de aspersión en forma de gel asegura que el estabilizador quede completamente mezclado, y la solución de aspersión en forma de gel sea inmediatamente segura.

Mezcle y rocíe de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

Para 10,000 dosis de la aspersión en forma de gel Gel-Pac, suministre 40ml por cada 100 polluelos.

Para 16,000 dosis de la aspersión en forma de gel Gel-Pac, suministre 25 ml por cada 100 polluelos.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco.