

# VAC-PAC®

## ESTABILIZADOR DE NUEVA GENERACIÓN PARA AVES Y GANADO VACUNAS



www.asp-inc.com

### Specification Sheet

## INDICACIONES

Vac-Pac® ayuda nueva generación de estabilizador en la administración de vacunas para aves de corral y ganado. Está especialmente diseñado para prolongar la viabilidad y mejorar la eficacia de las vacunas reconstituido y diluido.

## VENTAJAS

- Más fórmula concentrada conlleva una mayor comodidad y menos manipulación mojar más rápido y los resultados de solubilidad mejora en menos tiempo dedicado a la mezcla de vacunas
- Activa de inmediato para rescatar a la vacuna contra los efectos nocivos del agua del grifo, no deben esperar las tinte rosa ofrece garantías visual que el estabilizador se ha agregado y bien mezclados
- Especialmente diseñado para preservar la habitabilidad de la vacuna mixta y mantener la eficacia de la vacunación de más de veces más
- No tapa los bebedores

## PRECAUCIÓN

No para aerosol, aerosol, o la aplicación de vacunas inyectables. Este producto está especialmente formulado para la administración del agua solamente.

Conservar en un lugar fresco y seco

## ADVERTENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños.

No para el consumo humano.

## ENVASADO

Contenido neto 18,75 libras (8,5 kg) en  
75 x 4 oz (113,4 g) los paquetes

## INSTRUCCIONES DE USO

Antes de la dilución de la vacuna en la solución madre, preparar el agua mediante la adición Vac-Pac® de acuerdo con las instrucciones a continuación.

Disolver 1 paquete (4 onzas, o de 113,4 g) de Vac-Pac® en cada 2 galones (7,6 litros) de solución de reserva para medirse a 1 g / gal (1:128 dosificador). Un paquete estabiliza 256 galones (969 litros) de agua potable.

La distribución uniforme del tinte rosa en la solución madre asegura el estabilizador esté bien mezclada, y la solución madre es inmediatamente seguro y listo para recibir la vacuna.

Mezclar la vacuna en la solución de reserva de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Para proteger plenamente a las vacunas frágil añadir paquete adicional de Vac-Pac® a la solución stock de agua limpia después de la administración de la vacuna.